



Test de distribution de chaleur en chambre vide

Maintenez le fonctionnement et la précision de votre stérilisateur avec un test de distribution de chaleur en chambre vide STERIS.

Les tests de distribution de chaleur en chambre vide identifient toutes les zones de votre chambre de stérilisateur présentant des écarts de température ou qui tardent à chauffer.

Que vous souhaitiez valider votre équipement, remplacer un instrument de contrôle de processus ou que vous souhaitiez vous assurer que votre stérilisateur fonctionne correctement, ce test optimise le temps de cycle de votre stérilisateur.



Votre service inclut



**PROTOCOLE
APPROUVÉ**



**ÉTALONNAGE
TRAÇABLE**



**MISE EN ŒUVRE DU
PROTOCOLE**



**RAPPORT
FINAL**

Votre protocole est personnalisable en fonction de l'utilisation de votre équipement pour garantir qu'il répond à vos spécifications. Les températures et les écarts de température sont enregistrés pendant l'exposition et après stabilisation sur trois cycles acceptables consécutifs. À l'issue du test et après avoir reçu votre accord, nous procéderons aux ajustements de votre équipement.

Vous recevrez un rapport final complet qui comprendra des informations interprétées sur les données collectées au cours de l'étude, des certificats d'étalonnage de l'équipement et des rapports comprenant des graphiques et des tableaux pour chaque cycle de qualification.



Test de distribution de chaleur offert pour :

- Stérilisateurs AMSCO de petite et moyenne taille
- Stérilisateurs AMSCO en vrac
- Stérilisateurs Finn-Aqua

Pour plus d'informations sur nos options d'entretien d'équipement, rendez-vous sur :
<https://www.sterislifesciences.com/services/specialty-equipment-services-and-upgrades>